


nedis

MANE110GN

Relaxing Massage Pillow



Description

This product can effectively massage muscles, release arteries and veins and increase the blood circulation. It relieves stiffness, tiredness and paralysis while it can be used wherever: at home or at the office.

Product Features

- 6 massage modes (Ref. to table 1).
- Automatically switches off after 20 minutes.
- Improve the blood circulation of your head and neck for a better oxygen supply to the brain.
- The massaging device can be installed inside a pillow which can adapt to the different postures of the users and provide good support. This supportive function minimizes the harm caused by pressure and protects the backbone.
- This pillow is designed to fit a human's head curve ergonomically.

Mode	Massage Type
MODE1	Continuous gentle massage.
MODE2	Continuous strong massage.
MODE3	Changes from strong massage to stop massaging (Changes 70 times within 1 minute).
MODE4	Alternates gentle and strong massages. Changes between the two modes 60 times in 1 minute.
MODE5	Circulate massage mode 1, 2, 3 and 4 for around 3 seconds each.
MODE6	Circulate massage mode 1, 2, 3, 4, and 5 for around 45 seconds each.

Operation

- Press the ON/OFF button to switch on the massage pillow and activate the massage mode.
- Press the MODE button to select the different massaging modes.

Battery Replacement

When the massage pillow's vibration is slower or stops completely, the battery is low. Please replace the battery with 2pcs of AA batteries.

- Unzip the back of the pillow and take out the battery compartment.
- Press on the battery cover slightly and slide it down according to the arrow's direction on the cover.
- Replace the old batteries by the new ones.
- Close the battery cover. Put it back inside the massage pillow and zip the massage pillow again.

Attention

- Please put the massage pillow away from children.
- Do not use or store the massage pillow near magnetic fields and keep it away from high temperatures and moisture.
- Please take out the batteries and store the massage pillow properly when it is not going to be used for a long period.
- People without the ability to express themselves, such as babies, are forbidden to use this product.
- Do not throw the batteries into a fire.

Beschreibung

Mit diesem Produkt können effektiv die Muskeln massiert werden, die Arterien und Venen gelöst werden und der Blutkreislauf verbessert werden. Es befreit von Steifheit, Müdigkeit und Lähmung und kann überall angewendet werden: Zuhause oder im Büro.

Produktmerkmale

- 6 Massagemodi (siehe Tabelle 1).
- Schaltet sich nach 20 Minuten automatisch aus.
- Verbessert den Blutkreislauf in Ihrem Kopf und Hals, damit das Gehirn besser mit Sauerstoff versorgt wird.
- Das Massagegerät kann in einem Kissen untergebracht werden, das an die verschiedenen Körperhaltungen der Benutzer angepasst werden kann und eine gute Unterlage bietet. Diese Unterlage minimiert die Schmerzen, die vom Druck erzeugt werden, und schützt das Rückgrat.
- Dieses Kissen kann sich ergonomisch an die Kopfform des Menschen anpassen.

Modus	Massageart
MODUS1	Ständige leichte Massage.
MODUS2	Ständige starke Massage.
MODUS3	Wechselt von starker Massage in Beenden der Massage (wechselt 70-mal in der Minute).
MODUS4	Wechselt zwischen leichten und starken Massagen. Wechselt 60-mal in der Minute zwischen den beiden Modi.
MODUS5	Die Massagemodi 1, 2, 3 und 4 werden jeweils etwa 3 Sekunden lang der Reihe nach ausgeführt.
MODUS6	Die Massagemodi 1, 2, 3, 4 und 5 werden jeweils etwa 45 Sekunden lang der Reihe nach ausgeführt.

Betrieb

- Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das Massagekissen anzuschalten und den Massagemodus zu aktivieren.
- Drücken Sie die MODUS-Taste, um zwischen den verschiedenen Massagemodi auszuwählen.

Batteriewechsel

Wenn die Schwingung des Massagekissens langsamer wird oder vollkommen aufhört, sind die Batterien schwach. Ersetzen Sie die Batterien bitte durch 2 AA-Batterien.

- Öffnen Sie den Reißverschluss an der Rückseite des Kissens und nehmen das Batteriefach heraus.
- Drücken Sie leicht auf den Batteriedeckel und schieben ihn in der Pfeilrichtung auf dem Deckel nach unten.

- Tauschen Sie die alten Batterien gegen neue.
- Schließen Sie den Batteriedeckel. Legen Sie das Batteriefach wieder in das Massagekissen und ziehen den Reißverschluss am Massagekissen wieder zu.

Attention

- Halten Sie das Massagekissen bitte von Kindern fern.
- Benutzen oder lagern Sie das Massagekissen nicht in der Nähe von Magnetfeldern, und halten Sie es von hohen Temperaturen und von hoher Luftfeuchtigkeit fern.
- Nehmen Sie bitte die Batterien heraus und bewahren das Massagekissen gut auf, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen wollen.
- Menschen, die sich nicht selbst äußern können, wie zum Beispiel Babys, dürfen dieses Produkt nicht benutzen.
- Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer.

Description

Ce produit peut de façon efficace masser les muscles, relâcher les artères et les veines et augmenter la circulation sanguine. Il soulage les courbatures, la fatigue et l'engourdissement et peut être utilisé n'importe où, que ce soit à la maison ou au bureau.

Caractéristiques du produit

- 6 modes de massage (Ref. tableau 1).
- Extinction automatique après 20 minutes.
- Améliore la circulation sanguine dans votre tête et votre cou pour une meilleure oxygénation du cerveau.
- Le dispositif de massage peut être installé à l'intérieur d'un coussin qui peut s'adapter aux différentes postures de l'utilisateur en lui apportant un bon support. Ce support permet de diminuer les nuisances provoquées par la pression tout en protégeant l'épine dorsale.
- Ce coussin est conçu pour s'adapter à la courbe de la tête humaine de façon ergonomique.

Mode	Type de massage
MODE1	Massage doux continu.
MODE2	Massage fort continu.
MODE3	Alternance entre un massage fort et une pause dans le massage (70 changements par minute).
MODE4	Alternance entre massages doux et massages forts. 60 changements par minute.
MODE5	Alternance entre les modes de massage 1, 2, 3 et 4 qui durent environ 3 secondes chacun.
MODE6	Alternance entre les modes de massage 1, 2, 3, 4 et 5 qui durent environ 45 secondes chacun.

Fonctionnement

- Appuyez sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT du coussin de massage pour activer le mode massage.
- Appuyez sur le bouton MODE pour choisir les différents modes de massage.

Remplacement des piles

Lorsque les vibrations du coussin de massage ralentissent ou qu'elles s'arrêtent complètement, cela signifie que les piles sont usagées. Remplacez-les alors par deux piles AA neuves.

- Ouvrez la fermeture éclair à l'arrière du coussin et sortez le compartiment à piles.
- Appuyez doucement sur le cache et faites-le coulisser vers le bas en respectant le sens de la flèche sur le cache.
- Remplacez les piles usagées par des piles neuves.
- Refermez le cache. Remplacez le compartiment à piles dans le coussin et refermez la fermeture éclair.

Attention

- Eloignez le coussin de massage des enfants.
- N'utilisez et ne rangez pas le coussin de massage près de champs magnétiques et gardez le éloigné des températures extrêmes et de l'humidité.
- Enlevez les piles et rangez le coussin de massage correctement lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.
- Les personnes n'ayant pas les moyens de s'exprimer correctement, comme les bébés par exemple, ne sont pas autorisées à utiliser cet appareil.
- Ne jetez pas les piles usagées au feu.

Beschrijving

Dit product kan op effectieve wijze spieren masseren, bloedvaten stimuleren en de bloedcirculatie verbeteren. Het massagekussen verlicht stijfheid, vermoeidheid en spanningen en kan overal gebruikt worden: thuis of op kantoor.

Productkenmerken

- 6 massagestanden (zie tabel 1).
- Schakelt na 20 minuten automatisch uit.
- Verbeterd de bloedcirculatie van uw hoofd en nek voor een betere zuurstoftoevoer naar de hersenen.
- Het massageapparaat kan in een kussen aangebracht worden dat zich kan aanpassen aan de verschillende houdingen van de gebruiker en goede ondersteuning biedt. Deze ondersteunende functie minimaliseert druk op de ruggengraat en nek.
- De vormgeving van dit kussen sluit ergonomisch aan op de vormen van het menselijk hoofd.

Stand	Massagetype
STAND 1	Continu lichte massage.
STAND 2	Continu krachtige massage.
STAND 3	Overgang van krachtige massage naar het stoppen van de massage (overgang 70 keer per minuut).
STAND 4	Afwisselend lichte en krachtige massages. De twee massagetypes wisselen 60 keer per minuut.
STAND 5	Afwisselend massagetypes 1, 2, 3 en 4. Elk gedurende circa 3 seconden.
STAND 6	Afwisselend massagetypes 1, 2, 3, 4 en 5. Elk gedurende circa 45 seconden.

Bediening

- Druk op de AAN/UIT knop om het massagekussen in te schakelen en de massagestand te activeren.
- Druk op de STAND knop om tussen de verschillende massagetypes te kiezen.

Het vervangen van de batterijen

Wanneer het massagekussen langzamer vibreert of helemaal stopt, dan zijn de batterijen (bina) leeg. Vervang vervolgens de batterijen (2 stuks type AA).

- Open de rits aan de achterzijde van het kussen en neem het batterijcompartiment uit het kussen.
- Druk zachties op het dekseltje van het batterijcompartiment en schuif het dekseltje in de richting van de op het dekseltje aangegeven pijl naar beneden.
- Vervang de oude batterijen door nieuwe.
- Sluit het batterijcompartiment. Plaats het batterijcompartiment weer in het kussen en sluit de rits van het kussen.

Let op

- Houd het massagekussen buiten het bereik van kinderen.
- Het massagekussen niet gebruiken of bewaren in de buurt van magnetische velden. Houd het kussen uit de buurt van hoge temperaturen en vocht.
- Verwijder de batterijen en berg het massagekussen veilig op wanneer u het kussen gedurende langere tijd niet gaat gebruiken.
- Personen die niet in staat zijn zichzelf uit te drukken, zoals baby's, mogen dit product niet gebruiken.
- Gooi de batterijen niet in vuur.

Descrizione

Questo prodotto è in grado di massaggiare con efficacia i muscoli, distendere le arterie e le vene e aumentare la circolazione sanguigna. Attenua la rigidità, la stanchezza e l'immobilità e può essere utilizzato ovunque: a casa o in ufficio.

Caratteristiche del prodotto

- 6 modalità di massaggio (Consultare la tabella 1).
- Si spegne automaticamente dopo 20 minuti.
- Migliorare la circolazione sanguigna del capo e del collo per ottenere una migliore ossigenazione del cervello.
- Il dispositivo massaggiante può essere inserito in un cuscino adattabile alle varie posture degli utenti, garantendo un ottimo sostegno. Tale funzione di sostegno riduce al minimo i danni determinati dalla pressione e protegge la colonna vertebrale.
- Questo cuscino è stato progettato per adattarsi in modo ergonomico alla curva del capo umano.

Modalità	Tipo di massaggio
MODALITÀ1	Massaggio delicato continuo.
MODALITÀ2	Massaggio deciso continuo.
MODALITÀ3	Passa da massaggio deciso ad arresto massaggio (cambia 70 volte in un minuto).
MODALITÀ4	Alterna il massaggio delicato e il massaggio deciso. Commuta tra le due modalità 60 volte in 1 minuto.
MODALITÀ5	Esegue il ciclo delle modalità massaggio 1, 2, 3 e 4 mantenendo ciascuna per circa 3 secondi.
MODALITÀ 6	Esegue il ciclo delle modalità massaggio 1, 2, 3, 4 e 5 mantenendo ciascuna per circa 45 secondi.

Funzionamento

- Premere il pulsante ON/OFF per accendere il cuscino massaggiante e attivare la modalità massaggio.
- Premere il pulsante MODALITÀ per selezionare le varie modalità di massaggio.

Sostituzione delle batterie

Quando le vibrazioni del cuscino massaggiante rallentano o si arrestano completamente, la batteria si sta esaurendo. Sostituirla con 2 elementi di pile AA.

- Aprire la cerniera sul retro del cuscino ed estrarre il vano batteria.
- Premere leggermente il coperchio della batteria a farlo scorrere verso il basso secondo la direzione indicata dalla freccia sul coperchio stesso.
- Sostituire le batterie vecchie con batterie nuove.
- Chiudere il coperchio delle batterie. Reinserire nel cuscino massaggiante e ri chiudere la cerniera del cuscino stesso.

Attenzione

- Tenere il cuscino massaggiante fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare né conservare il cuscino massaggiante in prossimità di campi magnetici e tenerlo lontano da temperature elevate e da umidità.
- Se il cuscino massaggiante non sarà utilizzato per un periodo prolungato, estrarre le batterie e conservare il cuscino nel modo corretto.
- È vietato l'uso del prodotto alle persone che non sono in grado di esprimersi, ad esempio i bambini piccoli.
- Non gettare le batterie nel fuoco.

Descripción

Este producto puede dar masajes eficaces en los músculos, relajar las arterias y venas y aumentar la circulación sanguínea. Alivia la rigidez, el cansancio y la parálisis mientras que puede utilizarse en cualquier lugar: tanto en casa como en la oficina.

Características del producto

- 6 modos de masaje (Véase el cuadro 1).
- Apagado automático al cabo de 20 minutos.
- Mejora la circulación sanguínea de su cabeza y cuello para suministrar más oxígeno al cerebro.
- El dispositivo de masaje puede instalarse dentro de un almohada que puede adaptarse a distintas posturas de los usuarios y suministrar un buen soporte. Esta función de soporte reduce el daño provocado por la presión y protege la columna. Esta almohada está diseñada para adaptarse ergonómicamente a la curva de la cabeza humana.
- Cuadro 1

Modo	Tipo de masaje
MODO 1	Masaje continuo suave.
MODO 2	Masaje continuo suave.
MODO 3	Cambia del masaje fuerte a la parada de masaje (cambia 70 veces en 1 minuto).
MODO 4	Alterna el masaje suave y fuerte. Cambia entre los dos modos, 60 veces por minuto.
MODO 5	Modo de masaje circular 1, 2, 3 y 4 durante unos 3 segundos cada uno.
MODO 6	Modo de masaje circular 1, 2, 3, 4 y 5 durante unos 45 segundos cada uno.

Funcionamiento

- Pulse el botón de ENCENDIDO/APAGADO para encender la almohada de masaje y activar el modo de masaje.
- Pulse el botón de MODO para seleccionar uno de los distintos modos de masaje.

Cambio de pilas

Cuando la vibración de la almohada sea más baja o se pare al completo, esto significa que la batería está baja. Por favor, cambie las pilas, por 2 pilas de tipo AA.

- Abra la tapa trasera de la almohada y saque el compartimento de pilas.
- Pulse suavemente la cubierta de las pilas e introdúzcalas siguiendo la dirección de las flechas indicadas en la cubierta.
- Cambie las pilas antiguas por las nuevas.
- Cierre la cubierta de la batería Vuelva a colocarla en la almohada de masaje y cierre de nuevo la almohada de masaje. Put it back inside the massage pillow and zip the massage pillow again.

Cuidad

- Por favor, mantenga la almohada de masaje fuera del alcance de los niños.
- No utilice ni guarde la almohada de masaje cerca de campos magnéticos y manténgala alejada de las altas temperaturas o la humedad.
- Por favor, saque las pilas y guarde la almohada de masaje adecuadamente cuando no vaya a utilizarla durante mucho tiempo.
- Las personas que no puedan expresarse por sí mismas, como los niños pequeños, no podrán utilizar este producto.
- No arroje las pilas al fuego.

Descrição

Este produto tem a capacidade de massajar músculos efcazmente, desentupir artérias e veias e, aumentar a circulação sanguínea. Atenua a rigidez dos músculos, cansaço e paralisia, podendo ser utilizado em qualquer parte: incluindo a casa e o escritório.

Características do produto

- 6 modos de massagemiento. (Consultar a tabela 1).
- Desliga-se automaticamente após 20 minutos.
- Melhora a circulação sanguínea da sua cabeça e do pescoço para um melhor fornecimento de oxigénio ao cérebro.
- O dispositivo de massajamento pode ser colocado dentro de uma almofada, que se pode adaptar às diferentes posturas dos utilizadores, para além de que constituir um bom apoio. Esta função de apoio minimiza os danos causados pela pressão e protege a espinha dorsal.
- Esta almofada foi concebida para se adaptar à curva da cabeça humana ergonomicamente.

Modo	Tipo de massagem
Modo1	Massagem suave continua.
Modo2	Massagem intensa continua.
Modo3	Muda da massagem intensa para parar de massajar (Muda 70 vezes no espaço de 1 minuto).
Modo4	Alterna as massagens suaves com as massagens intensas. Alterna entre os dois modos 60 vezes num 1 minuto.
Modo5	Modo da massagem circular 1, 2, 3 e 4 durante à volta de 3 segundos cada.
Modo6	Modo da massagem circular 1, 2, 3, 4 e 5 durante à volta de 45 segundos cada.

Funcionamento

- Premir o botão ON/OFF para ligar a almofada massajadora e activar o modo de massagem.
- Premir o botão MODO para seleccionar os diferentes modos de massajamento.

Substituição das pilhas

Quando a vibração da almofada massajadora é lenta ou pára completamente, significa que as as pilhas estão fracas. Substituir as pilhas por dois conjuntos de pilhas AA.

- Abri o fecho-eclair localizado na parte posterior da almofada e retirar o compartimento das pilhas.
- Premir ligeiramente a tampa do compartimento das pilhas e deslocá-la de acordo com a direcção das setas impressas na tampa.
- Substituir as pilhas gastas pelas novas.
- Fechar a tampa do compartimento das pilhas. Colocar o compartimento das pilhas dentro da almofada massajadora e voltar a fechar o fecho-eclair da almofada massajadora.

Atenção

- Mantêr a almofada massajadora longe do alcance das crianças.
- Não utilizar ou guardar a almofada massajadora perto de campos magnéticos e mante-la longe de temperaturas elevadas e humidade.
- Retirar as pilhas e guardar a almofada massajadora correctamente quando esta vier a estar muito tempo sem ser utilizada.
- As pessoas sem capacidade de se expressarem, como por exemplo os bebés, estão proibidos de utilizar este produto.
- Não atirar as pilhas gastas para o fogo.

Leírás

Ez a termék hatékonyan masszozza az izmokat, jótékony hatást gyakorol az artériákra és vénákra, élénkíti a vérkeringést. Megszünteti a feszességet, fáradtságot és béműtságot, bárhol használható: otthon vagy az irodában.

A termék jellemzői

- 6 masszírozási mód (1. táblázat).
- 20 perc után automatikusan kikapcsol.
- A fej és a nyak vérkeringését élénkítve javítja az agy oxigénellátását.
- A masszírozó készülék párnába helyezhető, ezért igazodik a felhasználó testtartásához és jó támasztékot nyújt. A támasztó funkció minimálisan csökkenti a nyomás által okozott ártalmat és védi a gerincoszlopot.

- Ezt a párnát úgy tervezték, hogy kényelmesen idomuljon az emberi fej görbületéhez.

1. táblázat

Mód	Masszírozás jellege
MOD1	Folyamatos gyenge masszírozás.
MOD2	Folyamatos erős masszírozás.
MOD3	Erős masszírozás szünetekkel (percenként 70-szer váltakozik).
MOD4	Váltakozó gyenge és erős masszírozás. A két mód percenként 60-szor váltakozik.
MÓD5	Az 1., 2., 3. és 4. mód váltakozása,egy-egy mód kb. 3 másodpercig tart.
MÓD6	Az 1., 2., 3., 4. és 5. mód váltakozása,egy-egy mód kb. 45 másodpercig tart.

Használat

- Az BE/KI gombbal kapcsolja be a masszírozó párnát és aktiválja a masszírozási módot.
- A MÓD gombbal válasszon masszírozási módot.

Elemcsere

Ha a masszírozó párna rezgése lelassul vagy leáll, kimerült az elem. Cserélje ki 2 db AA elemre.

- A párna hátulján nyissa ki a cipzárat és vegye ki az elemtartó rekeszt.
- A rekesz fedelet finoman nyomja meg és csúsztassa lefelé a fedélen lévő nyíl irányában.
- Cserélje ki a régi elemeket újakra.
- Csukja vissza az elemtartó rekesz fedelét. Tegye vissza a rekeszt a párna belsejébe, és zárja a cipzárt.

Fügelem

- A masszírozó párnát tartsa gyermekektől távol.
- Mágneses tér közelében ne használja és ne is tárolja, magas hőmérséklettel és nedvességtől védje.
- Ha a párnát hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket, és gondoskodjon a párna megfelelő tárolásáról.
- Mágukat kifejeznie nem képes személyek (pl. csecsemők) számára a párna használata tilos.
- Az elhasznált elemeket ne dobja tűzbe.

Kuvaus

Tämä tuote voi hieroa tehokkaasti lihaksia, vapauttaa verisuonia ja suonia sekä parantaa verenkiertoa. Se lievittää jalkakyvyttä, väsymystä ja paralyysia ja sitä voidaan käyttää myös tahansa kotona tai toimistossa.

Tuotteen ominaisuudet

- 6 hierontatilaa (viitetaulukko 1).
- Kykettyä automaattisesti pois päältä 20 minuutin jälkeen.
- Parantaa pää ja niskan verenkiertoa ja täten mahdollistaa aivojen paremman hapen saannin.
- Hierontalaitte voidaan asentaa tyynyyn, joka voi mukautua käyttäjien eri asentoihin ja toimia hyvänä tukena. Tämä tukitoiminto minimoi paineen aiheuttamat vahingot ja suojaa selkäranka.
- Tyyny on suunniteltu sopimaan ihmisten päähän ergonomisesti.

Taulukko 1

Tila	Viestityyppi
TILA 1	Jatkuva kevyt hieronta.
TILA 2	Jatkuva voimakas hieronta.
TILA 3	Voimakasta hierontajaksosja ja taukoja (tila muuttuu 70 kertaa 1 minuutissa).
TILA 4	Kevyttä ja voimakkaita hierontajaksosja. Tila muuttuu 60 kertaa 1 minuutissa.
TILA 5	Pöyrivälillikeiset hierontatilat 1, 2, 3 ja 4 noin 3 sekuntia tila.
TILA 6	Pöyrivälillikeiset hierontatilat 1, 2, 3, 4 ja 5 noin 45 sekuntia tila.

Toimenpide

- Paina PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ-painiketta hierontatyynyyn päälle kytkemiseksi ja hierontatilan aktivoimiseksi.
- Paina TILA-painiketta eri hierontatilojen valitsemiseksi.

Paristojen vaihto

Kun hierontatyynyyn tärinä on hitaampaa tai se pysähtyy kokonaan, paristovirta on alhainen. Vaihda paristot 2 kappaleeseen AA-paristoa.

- Aukaise tyynyyn takana oleva vetoketu ja ota paristokotelo esille.
- Paina paristokotelon kantta hieman ja liu'uta sitä alaspiin kannessa olevan nuelen ostoittamaan suuntaan.
- Vaihda vanhat paristot uusiin.
- Sulje paristokotelon kansi. Aseta kotelo takaisin hierontatyynyyn ja sulje hierontatyyny uudelleen.

Huomio

- Pidä hierontatyyny lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tai säilytä hierontatyynyä magneettisten kenttien lähellä ja suojaa se korkeilta lämpötiloilta ja kosteudelta.
- Ota paristot pois ja säilytä hierontatyynyä asianmukaisesti silloin, kun sitä ei aiota käyttää pitkään aikaan.
- Henkilöt, jotka eivät osaa ilmaista itseään, kuten pienet lapset, eivät saa käyttää tätä tuotetta.
- Älä heitä paristoja avotuleen.

Beskrivning

Denna produkt kan ge en effektiv muskelmassage, frigöra artärer och vener och förbättra blodcirkulationen. Den befriar från stelhet, trötthet och orkeslöshet och den kan användas överallt: hemma eller på arbetsplatsen.

Produktns funktioner

- 6 massageläger (se tabell 1).
- Stängs automatiskt efter 20 minuter.
- Förbättrar blodcirkulationen till ditt huvud och din nacke så att hjärnans syretillförsel ökar.
- Massageapparatens kan placeras inuti en kudde som kan anpassa sig till användarens olika ställningar och ge gott stöd. Denna stödjande funktion minimerar skador som felaktigt tryck kan orsaka och skyddar rygggraden.
- Denna kudde är formgiven för att passa ergonomiskt till det mänskliga huvudets form.

Läge	Typ av massage
LÄGE1	Kontinuerlig skonsam massage.
LÄGE2	Kontinuerlig kraftig massage.
LÄGE3	Kraftig massage med avbrott (70 stopp på en minut).
LÄGE4	Byter mellan kraftig och skonsam massage. Byter mellan de båda lägena 60 gånger på 1 minut.
LÄGES	Byter mellan lägena, 1, 2, 3 och 4 med ungefär 3 sekunders mellanrum.
LÄGE6	Byter mellan lägena, 1, 2, 3, 4 och 5 med ungefär 45 sekunders mellanrum.

Användning

- Tryck på PÅ/AV knappen för att koppla på massagekudden och aktivera massageläget.
- Tryck på LÄGE-knappen för att by

