


MEDISANA HŐMÉRŐ FTC HU

Használati utasítás. Gondosan olvassa végig!

Köszönjük a bizalmát, és fogadják szívből jóvá szerencsekívánatainkat!

Őn a MEDISANA minőségi terméket vásárolta meg.

Ajánljuk, hogy gondosan olvassa végig az alábbi használati és ápolási útmutatásokat, hogy elérje a kívánt sikert, és valóban sokáig örömet lelje a MEDISANA FTC hőmérőjében.



CSOMAGOLÁS TARTALMA

Először ellenőrizze, hogy a készülék teljes-e!

A csomagolás az alábbiakat tartalmazza:

- A MEDISANA FTC hőmérő
- AG3 vagy LR41 típusú elem (már benne van)
- Tároló tok
- Használati utasítás

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK

1. A hőmérő apró alkatrészeket tartalmaz, amelyeket a gyermekek lenyelhetnek. Ezért ne hagyja felügyelet nélkül a hőmérőt gyermek kezében!
2. A hőmérőt kizárólag testhőmérséklet mérésére használja!
3. A készülék nem alkalmas kereskedelmi használatra.
4. Zavarok esetén ne javítsa a készüléket saját kezűleg! Ne használja tovább a készüléket! Forduljon a szakkereskedőjéhez, és csak a MEDISANA szervizvel végeztesse el a javításokat!
5. Vegye figyelembe az ismeretlelt üzemeltetési és tárolási feltételeket, hogy a MEDISANA FTC hőmérő hosszú ideig működőképes maradjon!

TUDNIVALÓK A MEDISANA FTC HŐMÉRŐVEL VALÓ HŐMÉRSÉKLETMÉRÉSRŐL

Mi a láz?

Normál testhőmérsékletünk 36 °C és 37,5 °C között van. A napszakoktól és általában testi állapottól függően, pl. a nők havi ciklusának idején tapasztalt ingadozások teljesen normálisnak mondhatók. Ha azonban a testhőmérséklet 38 °C fölé emelkedik, lázról beszélünk.

Ha a láz 39 °C fölé emelkedik és 1-2 nap után sem múlik el, orvoktől orvoshoz kell fordulni.

Lázmérés - gyorsan és hibátlanul!

Egy lázas megbetegedés gyakran fáradtsággal, végtárgfájdalmakkal, borzongással és hidegrázással jár. A betegség lefolyása a legjobban úgy ellenőrizhető, ha naponta 2-3-szor 4-6 órás időközökben látat mér. A mérést mindig ugyanazon a testtájékon és körülbelül ugyanabban az időben kell elvégezni, hogy az eredmények összevethetők legyenek. A MEDISANA FTC hőmérővel különösen egyszerűen és gyorsan meghatározhatja az aktuális testhőmérsékletet. Az olyan gyakori hibák, mint a rövid mérési periódusok, csaknem kizárhatók.

Hőmérsékletmérést a következő területeken lehet mérni:

- a) a nyelv alatt (orálisan)
- b) hónaljban (axillárisan)
- c) végbélnyílásban (rektálisan)

ÜZEMBE HELYEZÉS

Elemek kiszedése/berakása:

A MEDISANA FTC hőmérő közvetlenül használatra kész, mert egy elem már eleve benne van a készülékben. Ha azonban bizonyos idő után a kijelző jobbra megjelenik egy " " szimbólum, új elemet kell beletenni. Ehhez húzza le az elemtartó rekesz zárókupakját ➊ és az elemtartó rekeszt kb. 18 mm-re húzza ki a hőmérőből! Emelje ki az elemet egy kisméretű csavarhúzó segítségével és helyezzen be egy ugyanilyen típusú új elemet. Ügyeljen az elemplóusok megfelelő beállítására ("+" - pólus látható)! Hárja le a szakszerűen az elem tartórészét a záro fedéllel.

HÁZTARTALATI MÉRÉS

Kapcsolja be a készüléket a start-gomb ➋ megnyomásával! Kb. 2 másodperce a kijelző összes szimbóluma megjelenik, és felhangzik egy rövid hangjelzés. Ezután rövid időre megjelenik az LCD-kijelzőn ➌ az utóljára mért érték (ekkor egy kis "M"-betű is látható a jobb oldali kijelző szélén). Ha a hőmérséklet kevesebb, mint 32 °C, az LCD kijelzőn egy "Lo" betűt és villóó "°C"-t lát. A MEDISANA FTC hőmérő most készen áll a mérésre. Tegye be a hőmérő érzékelő hegyét ➊ a szája, a hónaljba vagy a végbélnyílásba! A hőmérő automatikusan elkezd a mérést. Mérés közben folyamatosan kijeli az aktuális hőmérsékletet. Amennyiben a mérés befejeződik, 10 másodpercig hang hallható, és a mért hőmérsékleti érték megjelenik a kijelzőn ➌.

Amennyiben a hőmérő 37,7 °C -nál magasabb hőmérsékletet mér, akkor lázriasztást ad 10 hármás sípoló jelzés formájában. A hőmérő a mérés után 8 perccel automatikusan kikapcsol. Az elem élettartamának meghosszabbítása érdekében azonban a a leolvasás után a start-gomb ➋ megnyomásával kapcsolja ki a készüléket!

Mérések különböző testtájakon

A MEDISANA FTC hőmérő orálisan (szájban), axillárisan (hónaljban) vagy rektálisan (végbélnyílásban) elvégezhető hőmérsékletmérésekre alkalmas szervizhez! Ha be kell küldenie a készüléket, tüntesse fel a hibát, és mellékelje a vásárlási bizonylat másolatát!

Az alábbi garanciaiis feltételek vannak érvényben:

➊ A MEDISANA termékekre a vásárlás napjától számítva három év garanciát adunk. A vásárlás dátumát garanciaéig esetén pénztárblokkal vagy számlával kell igazolni.

➋ A MEDISANA termékekre a vásárlás napjától számítva három év garanciát adunk. A vásárlás dátumát garanciaéig esetén pénztárblokkal vagy számlával kell igazolni.

MEMÓRIA-FUNKCIÓ

A MEDISANA FTC hőmérő memória-funkcióval rendelkezik, amellyel újra leolvashatja az utóljára mért értéket.

Kapcsolja be a készüléket a start-gomb ➋ megnyomásával! Kb. 2 másodperce a kijelző összes szimbóluma megjelenik, és felhangzik egy rövid hangjelzés. Ezután rövid időre megjelenik az LCD-kijelzőn ➌ az utóljára mért érték (ekkor egy kis "M"-betű is látható a jobb oldali kijelző szélén).

TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS

A MEDISANA FTC hőmérő vízzáró, és így könnyen tisztítható és fertőtleníthető. Minden mérés előtt és után tisztítsa meg a hőmérőt egy puha, alkoholos oldattal átitatott kendővel! A hőmérőt beleteheti egy megfelelő fertőtlenítő oldatba is. A szakkereskedő készséggel ajánl Önnek megfelelő tisztítószereket, és elmagyarázza azok használatát.

MŰSZAKI ADATOK

Név és modell: FTC hőmérő

Mérési tartomány: 32,0 °C - 42,0 °C

Skálaosztás: 0,1 °C

Mérési pontosság: ± 0,1 °C (eltérés a tényleges testhőmérséklettől 35,5°C - 42 °C nem extrapoláló)

Élettartam: kb. 2500 mérés

Üzemeltetési feltételek: ..10 °C - 40 °C

Tárolási feltételek:-10 °C - +60 °C

Méretek: 10 mm (M), 128 mm (H), 19 mm (Sz)

Súly: 9,8 g

Elemek: 1 mikro-elem 1,5 V (AG3 vagy LR41 típus)

Cikkszám: 77030

EAN kód:40 15588 77030 2

CE 0297




Kullanım kılavuzu. Dikkatle okuyunuz!

Bize güveninize teşekkür ederiz ve sizi kutlarız!

Kaliteli bir **MEDISANA** ürünü satın aldınız.

Bakım ile istediğiniz netliği elde edebilirsiniz ve **MEDISANA** termometresi FTC'yi uzun bir süre memnuniyetle kullanabilmek için, aşağıda verilen kullanım ve bakım uyarılarını dikkatle okumanızı önermekteyiz.

MEDISANA AG



TESLİMAT İÇERİĞİ

Önce, cihazın eksiksiz olup olmadığını kontrol edin.

Teslimat kapsamına şunlar dahildir:

- MEDISANA termometresi FTC
- AG3 veya LR41 tip pil (içinde hazırdır)
- Saklama kılıfı
- Kullanım kılavuzu

EMNİYET UYARILARI

- Termometre içinde çocuklar tarafından yutulabilecek küçük parçalar mevcuttur. Termometreyi çocukların eline vermeyiniz.
- Termometreyi sadece vücut sıcaklığını ölçmek için kullanınız.
- Bu cihaz ticari kullanıma uygun değildir.
- Bir anıza durumunda cihazı kendiniz onarmayı denemeyiniz. Cihazı artık kullanmayınız. Bu durumda satın aldığınız yere sorunuz ve tamiratları sadece MEDISANA servisine yaptırınız.
- MEDISANA termometreniz FTC'nin uzun bir süre kusursuz olarak çalışması için belirtilen işletme ve depolama ve koşullarına uyunuz.

MEDISANA TERMOMETRESİ FTC İLE ATEŞ ÖLÇÜLMESİ İLE İLGİLİ DEĞERLİ BİLGİLER

Ateş neden yükselir?

İnsanların normal vücut sıcaklığı 36 °C ile 37,5 °C arasındadır. Günün farklı saatlerinde veya vücudun durumuna göre, örneğin kadınların kanama döneminde, bu sıcaklıklarda değişim olması normaldir. Fakat, vücut ısı 38 °C'nin üstüne çıktığında ise ateşi var demir. Ateş 39 °C'nin üzerine çıkarsa ve 1 - 2 gün içinde düşmezse derhal bir doktora başvurmanız gerekir.

Ateş ölçülmesi - hızlı ve hatasız!

Ateşli bir hastalık genelde yorgunluk, eklem ağrıları, üşime, titreme ile bağlantılıdır. Hastalığın gidişini kontrol etmek için, en iyisi günde 2 - 3 kez, 4 - 5 saat aralıkla ateş ölçülmelidir. Ölçimler daima vücudun aynı bölgesinde ve aynı saatte yapılmalıdır. Bu sayede ölçüm neticeleri birbirleri ile karşılaştırılabilir. MEDISANA termometresi FTC ile vücut sıcaklığı hızlı ve aktüel olarak tespit edilebilir. Ölçümün kısa süresi vb. çok sık görülen hatalar oluşmaz.

Vücutta sıcaklık ölçülebilecek olan yerler:

- dil altı (ağızdan)
- koltuk altı
- makat

DEVREYE ALMA

Pillerin çıkartılması/yerleştirilmesi:

MEDISANA termometresi FTC içinde pili hazır olduğundan, derhal ölçüm yapılabilir. Fakat belirli bir çalışma süresinden sonra ekranın sağında bir "P" sembolü görüldüğünde, yeni bir pil yerleştirilmelidir. Bunun için pil yuvasının kapağını ❷ çekin ve pil yuvasını termometreden yakl. 18 mm dışarıya çekin. Bataryayı küçük bir tomavida ile kaldırarak çıkarın ve yerine aynı tip yeni bir batarya yerleştirin. Pil kutuplarının doğru olmasına dikkat edin ("+" kutbu görüldü). Batarya yuvası kapağını tekrar usulüne uygun olarak kapatın.

KULLANIM

Ölçüm

Cihazı çalıştırmak için Start düğmesine ❶ basın. Ekranda yaki. iki saniye süre ile tüm semboller görünür ve kısa bir sinyal sesi duyulur. Son ölçülen değer LCD ekranda ❷ kısa süre gösterilir (ayrıca ekranın sağ kenarında küçük bir "M" görünür). Gösterilen sıcaklık 32 °C'nin altında ise, LCD ekranda ❷ bir "Lo" ve yanıp sönen "C" sembolü görünür. Böylece MEDISANA termometresi FTC ölçüme hazırdr. Sensör ucunu ağza, koltuk altına veya makata yerleştirin. Termometre otomatik olarak ölçüme başlar. Ölçüm esnasında güzel sıcaklık daha ekranında görünür. Ölçme işlemi sona erdikten sonra 10 bip sesi duyulur ve ölçülen sıcaklık ekranında gösterilir. Termometreyi > 37,7 °C'lik bir sıcaklık tespit ederse, 10 adet üçlü bip sesleyle bir yüksek ateş alarmı duyulur. Termometre ölçümden sekiz dakika sonra otomatik olarak kapanır. Pilin ömrünün uzaması için, ölçüm sonrası Start düğmesine ❶ basarak termometrenin kapatılması önerilir.

GARANTİ

Garanti durumunda lütfen ihtisas mağazanıza ya da doğrudan servis yerine başvurunuz. Şayet cihazı göndermeniz gerekiyorsa, lütfen arızayı belirtiniz ve satın alma belgesinin fotokopisini ekleyiniz. Burada aşağıdaki garanti koşulları geçerlidir:

- MEDISANA** ürünleri için satış tarihinden geçerli olmak üzere üç yıllık garanti verilir. Garanti durumunda alış tarihinin fiş veya fatura ile isbat edilmesi gerekirlik.
- Malzeme veya yapım hatası kaynaklı eksiklikler garanti süresi içinde giderilirler.
- Bir garanti hizmetinden yararlanılmasıyla ne cihaz için ne de değiştirilen parça için garanti süresinin uzatılması söz konusu olmamaktadır.
- Garantiye dahil olmayan durumlar:
 - Uygun olmayan kullanım, örneğin kullanım talimatına dikkat edilmemesi sebebiyle oluşmuş olan tüm zararlar.
 - Alıcının veya yetkili satıcının şahısların onarımına veya müdahalesine dayandırılabilecek zararlar.
 - Üreticiden tüketiciye giden yolda veya müşteri hizmetine gönderilirken oluşmuş olan nakliyat zararları.
 - Normal bir aşınmaya tabi olan ek parçalar (piller vb.).
- Cihazın sebep oluşturduğu doğrudan veya dolaylı müteakip zararlar için sorumluluk, cihazdaki zarar bir garanti durumu olarak kabul edilse bile söz konusu değildir.

MEDISANA AG, Jagenbergstr.19, 41468 NEUSS, ALMANYA
eMail: info@medisana.de, Internet: www.medisana.de

Servis hizmeti, aksesuar ve yedek parçalar için şuraya başvurunuz :

KALE ELEKTRONİK DİŞ TİCARET A.Ş.
Bakırcılar ve Princiçler Sanayi Sitesi
Menekşe Sok. No: 2
Beşikdüzü / İstanbul
phone: +90 212 693 02 02
website: www.medisana.tr
email: info@medisana.trkiye.com.tr

Инструкция по применению. Внимательно прочтите! Благодарим Вас за доверие и подправляем с покупкой! Вы стали владельцем высококачественного продукта от **MEDISANA**. Для достижения желаемого успеха и обеспечения длительного срока службы термометра **MEDISANA FTC** мы рекомендуем внимательно прочесть приведенные ниже указания по применению и уходу.

С уважением, **MEDISANA AG**



ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Вначале проверьте комплектность аппарата.

- В объем поставки входят:
- Термометр MEDISANA FTC
 - Батареяка типа AG3 или LR41 (уже установлена)
 - Чехол для хранения
 - Инструкция по применению

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Термометр содержит мелкие детали, которые могут быть проглочены детьми. Поэтому не оставляйте термометр без присмотра в детских руках.
- Используйте термометр только для измерения температуры тела.
- Прибор не предназначен для коммерческого использования.
- В случае обнаружения неисправностей не чините прибор самостоятельно. Прекратите использование градусника. Обратитесь к нашим специальным представителям, только лицензионные сервисные службы фирмы MEDISANA имеют право на починку данного прибора.
- Для длительного обеспечения полной работоспособности термометра MEDISANA FTC строго соблюдайте указанные условия эксплуатации и хранения.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕРЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕРМОМЕТРОМ MEDISANA FTC

Что такое повышенная температура тела?

Наша нормальная температура тела находится в диапазоне от 36 °C до 37,5 °C. В зависимости от времени суток и физического состояния, например, при месячных, определенные колебания являются нормальными. Если температура тела превышает 38 °C, то говорят о повышенной температуре. Если температура превышает 39 °C и не спадает даже через 1 - 2 дня, следует обязательно обратиться к врачу.

Измерение температуры тела - быстро и безопасно!

Повышенная температура часто сопровождается усталостью, ломотой в суставах и ознобом. Лучше всего контролировать течение болезни, измеряя температуру 2 - 3 раза в день с периодичностью 4 - 6 часов. Измерение лучше всего выполнять в одной и той же части тела приблизительно в одно и то же время, чтобы результаты были сравнимы. Термометром MEDISANA FTC Вы можете особо быстро и просто измерять температуру тела. Частые ошибки, например, слишком короткое измерение, могут быть почти полностью исключены. Измерение температуры можно выполнять в следующих частях тела:

- под языком (орально)
- подмышкой (подмышечно)
- в заднем проходе (ректально)

ВВОД В РАБОТУ

Удаление/укладка батареек:

Термометр MEDISANA FTC сразу же готов к использованию, т. к. батарейка уже установлена в прибор. Если после определенного времени использования справа на дисплее появляется пиктограмма "P", необходимо установить новую батарейку. Для этого осторожно снимите крышку ❶ отсека для батарейки и вытащите отсек приблизительно на 18 мм из термометра. Извлеките батарейку при помощи небольшой отвертки и замените на новую аналогичного типа. Следите за правильной установкой полюсов батареек (полюсом "+" вверх). Затем снова закройте крышку отсека для батарей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Измерение

Включите прибор нажатием кнопки Пуск ❶. Все пиктограммы появляются на 2 секунды на индикаторе, и звучит короткий акустический сигнал. После этого на ЖК - экране появится последнее показание (при этом в правом краю экрана также появляется маленькая буква "M"). Если температура составляет менее 32 °C, Вы видите на ЖК-индикаторе ❷ букву "Lo" и мигающую пиктограмму "C". Тем самым термометр MEDISANA FTC готов к измерению. Установите сенсорный наконечник ❸ орально, подмышечно или ректально. Термометр автоматически начинает измерение. Во время измерения постоянно указывается мгновенная температура. Как только измерение закончено, раздаются 10 сигналов - "пип" и на экран выводится значение измеренной температуры. Если в результате измерения температура оказалась > 37,7°C, подается сигнал о повышенной температуре 10-ю

тройными сигналами "пип". Через Восемь минут после измерения термометр автоматически отключается. Для увеличения срока службы батареек рекомендуется после считывания показаний отключить термометр нажатием на кнопку Пуск ❶.

Измерения в различных частях тела

Термометр MEDISANA FTC подходит для измерения температуры орально (в полости рта), подмышечно (подмышкой) или ректально (в заднем проходе). Он полностью водонепроницаем. По прошествии около 1 минуты раздаются 10 коротких звуковых сигналов и на экране появляется результат измерения. Теперь можно вынимать термометр. Для надежного и точного измерения при расположении термометра следует соблюдать следующие:

ОРАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ:
Уложите термометр сенсорным наконечником ❶ под язык и закройте рот. Во избежание фальсификации результатов во время измерения дышите через нос.

РЕКТАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Реальное измерение многие пациенты считают неприятным, но оно дает наиболее точные результаты. Осторожно введите сенсорный наконечник ❶ приблизительно на 3,5 см в задний проход.

ИЗМЕРЕНИЕ В ПОДМЫШЕЧНОЙ ВПАДИНЕ:

Перед измерением ополосните подмышечную впадину. Уложите термометр сенсорным наконечником ❶ подмышку. Опустите руку и слегка прижмите ее к телу во время измерения.

ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ

Термометр MEDISANA FTC оснащен функцией памяти, используя которую, Вы можете вызывать последнее измеренное значение. Включите прибор нажатием кнопки Пуск ❶. Все пиктограммы появляются на 2 секунды на индикаторе, и звучит короткий акустический сигнал. После этого на ЖК - экране появится последнее показание (при этом в правом краю экрана также появляется маленькая буква "M").

ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Термометр MEDISANA FTC является водонепроницаемым, благодаря чему его можно легко очищать и дезинфицировать. Очищайте термометр перед и после каждого измерения салфеткой, смоченной в спиртовом растворе. Кроме того, термометр можно укладывать в дезинфицирующий раствор. В торговой сети Вам порекомендуют подходящие чистящие средства и прокон-сульттируют по всем вопросам применения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название и модель: Градусник FTC
Диапазон измерений: от 32,0 °C до 42,0 °C
Градировка: 0,1 °C
Точность измерений: ± 0,1 °C (отклонение от действительной температуры тела в диапазоне измерений 35,5°C - 42°C) без экстраполяции

Срок службы: ок. 2500 измерений
Условия эксплуатации: от 10 °C до 40 °C
Температура хранения: от -10°C до +60°C
Размеры: 10 мм (В), 128 мм (Д), 19 мм (Ш)
Вес: 9,8 г

Батарейки: 1 кро-батареяка 1,5 V (типа AG3 или LR 41)
Артикул: 77030
Номер EAN: 40 15588 77030 2

Символ CE относится к нормативному акту ЕС 93/42/EEC. Конструирование и изготовление проводилось с соблюдением следующих европейских стандартов: EN 12470-3 (Медицинский термометр), EN 980 (Символы), EN 60601-1 (Электробезопасность для медицинских приборов).

Электроматнитная совместимость:
Прибор соответствует требованиям стандарта EN 60601-1-2 по электромагнитной совместимости. Подробности об этих результатах измерений можно запросить в компании **MEDISANA**.

В ходе постоянного совершенствования прибора возможны технические и конструктивные изменения.

УКАЗАНИЕ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Запрещается утилизировать данный прибор вместе с бытовыми отходами. Каждый потребитель обязан сдавать все электрические и электронные приборы независимо от того, содержат ли они вредные вещества, в городские приемные пункты или предприятия торговли, чтобы обеспечить их экологичную утилизацию. Выньте батарейки перед утилизацией прибора. Не выбрасывайте использованные батарейки вместе с бытовыми отходами, а сдавайте их как специальные отходы или в пункты приема батареек на предприятиях специализированной торговли! По вопросам утилизации обращайтесь в коммунальные предприятия или к дилеру.

Условия гарантии и ремонта
В гарантийном случае обращайтесь в специализированный магазин или непосредственно в сервис-центр. При необходимости отправки прибора следует указать дефект и приложить кассовый чек. На прибор распространяются следующие условия гарантии:

- Гарантийный срок на изделия **MEDISANA** составляет три года. В гарантийном случае дата покупки подтверждается кассовым чеком или счетом.
- Дефекты материалов и производственный брак устраняются бесплатно в течение гарантийного срока.
- Гарантийный ремонт не ведет к увеличению гарантийного срока для прибора и заменяемых компонентов.
- Гарантия не распространяется на:
 - любой ущерб, возникший вследствие неправильного обращения, например, из-за несоблюдения инструкции по применению
 - ущерб, связанный с несанкционированным ремонтом или вмешательством в прибор со стороны покупателя или третьих лиц
 - повреждения вследствие транспортировки от производителя-теля к потребителю или при отправки в сервисный отдел
 - принадлежности, подверженные нормальному износу.
- Ответственность за прямой и косвенный ущерб, возникший в связи с прибором, исключается также в том случае, если повреждение прибора признано гарантийным случаем.

MEDISANA AG, Jagenbergstr.19, 41468 NEUSS, Германия
eMail: info@medisana.de, Internet: www.medisana.de

По вопросам обслуживания, принадлежностей и запасных частей обращайтесь по адресу:

ООО МЕДИСАНА РУС

ул. Нагорная 20-1
117186 Москва, Россия

тел: + 7 495 729 47 96

eMail: info@medisana.ru

Internet:www.medisana.ru


Uputstvo za upotrebu. Pročitajte pažljivo!

Hvala vam na poverenju, želimo vam sve najbolje!

Kupili ste kvalitetan proizvod kompanije **MEDISANA**.

Kako biste ostvarili željeni uspeh i zaista dugo uživali u svom toplomeru **MEDISANA FTC**, preporučujemo vam da pažljivo pročitate sledeće napomene za upotrebu i održavanje.

Vaša MEDISANA AG



SADRŽAJ PAKOVANJA

Molimo vas da najpre proverite da li je aparat kompletan.

Komplet sadrži:

- Toplomer MEDISANA FTC
- Bateriju tipa AG3 ili LR41 (već ubačena)
- Kutiju za čuvanje
- Uputstvo za upotrebu

SIGURNOSNE NAPOMENE

- Toplomer sadrži sitne delove koje deca mogu da progutaju. Zato držite toplomer dalje od dece.
- Toplomer koristite isključivo za merenje telesne temperature.
- Aparat nije namenjen za komercijalnu upotrebu.
- U slučaju kvara nemojte sami da popravljate aparat. Nemojte dalje da ga koristite. Obratite se svom specijalizovanom trgovcu i dajte da popravku obavi samo ovlašćeni MEDISANA servis.
- Obratite pažnju na navedene uslove korišćenja i skladištenja, kako bi MEDISANA toplomer FTC što duže bio potpuno u finkciji.

ŠTA TREBA DA ZNATE O MERENJU TEMPERATURE

MEDISANA TOPLOMER FTC

Šta je povišena temperatura?

Naša normalna telesna temperatura kreće se od 36°C do 37,5°C. Zavisno od daha dana i fizičkog stanja, npr. tokom mesečnog ciklusa kod žene, određene oscilacije su potpuno normalne. Ali ako telesna temperatura poraste preko 38°C, govori se o povišenoj temperaturi. Ako temperatura poraste preko 39°C i ako ne spadne ni posle 1 do 2 dana, odmah se obratite lekaru.

Merenje temperature – brzo i tačno!

Povišena temperatura je najčešće praćena umorom, bolom u rukama i nogama, drhtanjem i osećanjem hladnoće. Tok bolesti može najbolje da se kontriše ako 2 do 3 puta dnevno merite temperaturu u intervalu od 4 do 6 časova. Merenje treba obavljati uvek na istim delovima tela i otplrke u isto vreme, kako bi rezultati merenja bili uporedivi. Sa MEDISANA toplomerom FTC možete jednostavno i brzo da izmerite trenutnu telesnu temperaturu. Česte greške, kao što je suviše kratko vreme merenja, mogu gotovo da se isključe.

Merenje temperature može da se obavlja na sledećim delovima tela:

- ispod jezika (oralno)
- ispod pazuha (aksilarno)
- u rektumu (rektalno)

AKTIVIRANJE

Vadenje/stavljanje baterije:

MEDISANA toplomer FTC spreman je odmah za upotrebu, jer se u njemu već nalazi baterija. Ali ako se posle određenog perioda korišćenja na desnoj strani displeja pojavi simbol "P", mora da se stavi nova baterija. Skinite poklopac odeljka za bateriju ❶ i izvucite odeljak oko 18 mm iz toplomera. Izvadite bateriju uz pomoć malog odvijača i zamenite je novom istog tipa. Obratite pažnju na polove baterije (plus pol je označen). Ponovo zatvorite odeljak poklopcem.

NAMENA

Merenje

Uključite aparat pritiskom na dugme Start ❶. Svi simboli na ekranu pojavljuju se u trajanju od oko dve sekunde i začuje se kratk tonski signal. Posle toga na ekranu ❷ se pojavjuje poslednja izmerena vrednost (uz to se pojavljuje i malo slovo „M“ uz desnu ivicu ekrana). Ako je temperatura niža od 32 °C, na LCD ekranu ❷ videćete oznaku „Lo“ i trepćuće „C“. Tada je vaš MEDISANA toplomer FTC spreman za merenje. Stavite senzorski vrh ❶ oralno, aksilarno ili rektalno. Toplomer automatski počinje sa merenjem. Tokom merenja na ekranu se pokazuje aktuelna temperatura. Čim je merenje završeno, začuje se 10 kratkih zvčnih signala, a izmerena temperatura očitava se na ekranu. Ako toplomer izmeri temperaturu >37,7°C, onda se javlja alarm u vidu 10 trostrukih zvčnih signala. Toplomer se automatski isključuje osam minuta posle merenja. Da bi se produžio vek trajanja baterije, posle očitavanja vrednosti isključite toplomer pritiskom na dugme Start ❶.

Merenja na različitim delovima tela

MEDISANA toplomer FTC namenjen je za merenje temperature oralno (u ustima), aksilarno (ispod pazuha) ili rektalno (u rektumu). Potpuno je vodootporan. Posle otplrke jednog minuta začuje se 10 kratkih tonskih signala i na LCD ekranu pojavljuje se rezultat merenja. Tada možete da izvadite toplomer. Da bi merenje bilo sigurno i precizno, kod postavljanja toplomera obratite pažnju na sledeće:

ORALNO MERENJE:

Stavite senzorski vrh toplomera ❶ ispod jezika i zatvorite usta. Tokom merenja dišite na nos, kako biste sprečili greške u merenju.

REKTALNO MERENJE:

Rektalno merenje je mnogim pacijentima neprijatno, ali daje pouzdane rezultate. Pažljivo uvucite senzorski vrh ❶ oko 3,5 cm u rektum.

MERENJE ISPOD PAZUHA:

Pre merenja operite pazuh. Senzorski vrh toplomera ❶ stavite ispod pazuha. Spustite ruku i tokom merenja lagano je pritisnite uz telo.

FUNKCIJA MEMORISANJA

Medisana toplomer FTC ima funkciju memorisanja, pomoću koje možete da vidite poslednju izmerenu vrednost temperature. Uključite aparat pritiskom na dugme Start ❶. Na ekranu se pojavljuju svi simboli u trajanju od oko dve sekunde i začuje se kratk tonski signal. Posle toga na ekranu se pojavljuje poslednja izmerena vrednost (uz to se uz desnu ivicu ekrana pojavljuje i malo „M“).

ČIŠĆENJE I DEZINFЕКЦИЈА

MEDISANA toplomer FTC je vodoootporan, zbog čega može lako da se pere i dezinfikuje. Toplomer čistite pre i posle svakog merenja krpom natopljnom blagim alkoholnim rastvorom. Vaš specijalizovani trgovac preporučuje vam odgovarajuće proizvode za čišćenje i posavetovali vas o njihovoj primeni.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Naziv i model: Toplomer FTC
Raspon merjenja: 32,0 °C do 42,0 °C
Preciznost: 0,1 °C
Tačnost merjenja: ±0,1 °C (odstupanje od stvarne telesne temperature u opsegu od 35,5°C do 42 °C bez ekstrapolacije)

Radni vek: oko 2500 merenja
Optimalni radni uslov: 10 °C do 40 °C
Uslovi skladištenja: 10 °C do +60 °C

Dimenzije: 10 mm (V), 128 mm (D), 19 mm (Š)
Težina: oko 9,8 g

Baterija: 1 baterija 1,5 V (tip AG3 ili LR41)
Broj artikla: 77030

EAN code: 40 15588 77030 2

СЕ 0297 Aparat odgovara klasi zaštite B

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu

LOT LOT-broj

Произвођач Датум производње

Произвођач Датум производње

CE – šifra odnosi se na EU smernicu 93/42/EEC. Kod konstrukcije i izrade ispoštovani su sledeći evropski standardi: EN 12470-3 (medicinski toplomer), EN 980 (simboli), EN 60601-1 (električna sigurnost za medicinske aparate).

Elektromagnetna kompatibilnost:
aparat odgovara zahtevima standarda EN 60601-1-2 za elektromagnetnu kompatibilnost. Detalje u veza sa ovim merenim podacima možete da tražite od kompanije MEDISANA.

U cilju stalnog poboljšanja proizvoda zadržavamo pravo tehničkih i konstruktivnih izmena.

UPUTSTVA U VEZI SA ODLAGANJEM OTPADA

Ovaj aparat ne sme da se odlazi zajedno sa kućnim smećem. Svaki potrošač je dužan da sve električne aparate, bez obzira da li sadrže štetne materije ili ne, odloži na zbirno odlagalište u svom gradu ili u trgovini, kako bi ovi aparati bili odoženi na ekološki prihvatljiv način. Pre nego što odbacite aparat, izvadite bateriju iz njega. Istrošene baterije na baccije u kućno smeće, nego u posebno smeće ili ih odnesite u stanicu za sakupljanje baterija u specijalizovanoj trgovini. U vezi sa odlaganjem smeća obradite se komunalnoj policiji ili svom trgovcu.

GARANCIЈА

Molimo vas da se u slučaju koji je obuhvaćen garancijom obratite svojoj specijalizovanoj radnji ili direktno svom servisu. Ako treba da pošaljete aparat , navedite o kakvoj neispravnosti se radi i priložite kopiju računa. Važe sledeće uslovi garancije:

1. Za **MEDISANA** proizvode daje se garancija od tri godine od datuma prodaje. U slučaju koji je obuhvaćen garancijom, datum prodaje mora se dokazati računom.

2. Kvarovi koji nastanu usled greške u materijalu ili izradi, otklanjaju se besplatno u garantnom roku.

3. Ako dođe do intervencije u garantnom roku, to ne utiče na produženje garantnog roka, ni za aparat ni za zamenjeni deo.

4. Garancijom nisu obuhvaćene:

- Štete koje nastanu nestručnim rukovanjem, npr. nepridržavanjem uputstva za upotrebu.
- Štete koje su nastale zbog popravke ili intervencija od strane kupca ili neovlašćenih trećih lica.
- Štete prilikom transporta, na putu od proizvođača do potrošača ili prilikom slanja u servis.
- delovi pribora koji podležu normalnom trošenju (baterija itd).

5. Garancija za posredne ili neposredne posledične štete koje su nastale zbog aparata isključena je ako se šteta na aparatu priznaje kao slučaj obuhvaćen garancijom.

MEDISANA AG, Jagenbergstr.19, 41468 NEUSS, NEMAČKA
eMail: info@medisana.de, Internet: www.medisana.de

U slučaju kada vam je potreban servis, pribor ili