



## Sock aid

**DE:** Anziehhilfe Socke / **ES:** Calzador calcetines / **FR:** Enfile-bas / **IT:** Aiutu calzino / **NL:** Sok aantrekhulp

EN: The plastic sock aid is suitable for putting on socks and knee-socks. Place the sock or knee-sock easily over the aid. Put the toes in the hole and pull the sock aid up. At the same time the sock will be pulled over the foot. The aid is only suitable for people who can reach their own calf with their hands.



DE: Dieser Einhand-Strumpfanzieher aus Kunststoff hilft beim Anziehen von Socken und Kniestrümpfen. Dazu wird die Socke oder der Kniestrumpf mit dem Bündchen über die Anziehhilfe gezogen. Dann werden die Zehen in die Strumpfpföpfung gesetzt und die Anziehhilfe nach oben gezogen. Gleichzeitig wird die Socke über den Fuß gezogen. Die Anziehhilfe ist nur für Menschen geeignet, die ihre eigene Wade mit den Händen erreichen können.

ES: El calzador de calcetines es de plástico y adecuado para ponerte los calcetines altos o bajos. Coloca el calcetín encima del calzador, pon los dedos en el agujero y sube el calzador. Al mismo tiempo el calcetín subirá. Este producto sólo es adecuado para personas que pueden alcanzar la pantorrilla con las manos.

FR: L'enfile-bas en plastique est approprié pour mettre facilement des chaussettes et des bas. Mettez les orteils dans le trou et tirez sur l'enfile-bas vers le haut. Ceci tirera la chaussette sur le pied. L'aide est seulement appropriée pour les gens qui peuvent atteindre leur propre mollet avec leurs mains

IT: Infilcalze di plastica adatto per indossare calze e calzini. Bisogna posizionare il calzino o il gambaletto sopra l'ausilio, successivamente mettere le dita dei piedi nel buco presente e tirare su il sostegno permettendo così di infilare la calza facilmente. L'aiuto è adatto solo per le persone in grado raggiungere il proprio polpaccio con le mani.

NL: De kunststof aantrekhulp is geschikt voor het aantrekken van sokken en kousen. De sok of kous trekt men eenvoudig over de aantrekhulp. Men steekt de tenen in de ontstane opening en trekt aan de aantrekhulp en trekt daarmee tegelijkertijd de sok of kous over de voet. De aantrekhulp is alleen geschikt indien men met de handen bij de kuit kan komen.



### Specifications



70110610					
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	44 x 14,5 x 9,5 cm 17,3 x 5,7 x 3,7 inch
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	



product film

Product				
Certificates	Materials	Country of origin	Product: Netto Weight	Import-code (HS-code)
Grune_Punkt	PP,TPR	China	134 gr	3902100090



Packaging								
Height	Width	Depth	Packaging: Netto weight	Packaging: Gross weight	Volume	Product packaging type	Languages on packaging	EAN13
515 mm	160 mm	90 mm	55 g	0.2 g	7416000 mm <sup>3</sup>	Card	EN, DE, ES, FR, IT, NL	8718885913606

Master Carton (MC)						
Height	Width	Depth	Netto weight	Gross weight	Volume	Pieces in MC
280 mm	196 mm	534 mm	286 g	1501 g	29305920 mm <sup>3</sup>	6 pieces

Pallet									
Height	Width	Depth	Netto weight	Gross weight	Volume	Number of MC p. layer on Pallet	Number of layers on pallet	Max. number of products per layer	Max. number of products on pallet
1.8m	0.8 m	1.2 m	22 kg	82040 g	1.73 m <sup>3</sup>	8	5	48	240