

PHILIPS

sonicare

(già ProResults per la salute delle gengive)

G2 Optimal Gum Care

Pacco da 2

Misura standard

Ad aggancio

Associazione con modalità BrushSync

HX9032/10



Aggressivo sulla placca. Extra delicato sulle gengive.

Eccezionale rimozione della placca per gengive più sane

La testina per spazzolino Philips Sonicare G2 Optimal Gum Care (prima conosciuta come ProResults per la salute delle gengive) è perfetta per coloro che desiderano rimuovere la placca efficacemente ma con delicatezza. Le setole esterne rimuovono infatti gradualmente la placca dai margini gengivali.

Per una cura delle gengive eccezionale

- Migliora la salute delle gengive fino al 100%*

Tecnologia innovativa

- Seleziona automaticamente la modalità ottimale per risultati eccezionali**
- Testate per soddisfare la tua igiene orale
- Tecnologia sonora avanzata Philips Sonicare

Design per prestazioni ottimali

- Sostituisci le testine quando serve, e ottieni una pulizia ad alte prestazioni. Sempre.
- Design ad aggancio per una facile sostituzione della testina

In evidenza

Per migliorare le condizioni delle gengive



Le innumerevoli setole di alta qualità garantiscono uno spazzolamento ultra delicato in grado di rimuovere la placca lungo il bordo gengivale, per migliorare la salute delle gengive fino al 100% in più rispetto a uno spazzolino manuale. Inoltre, la punta curva raggiunge anche i denti in fondo alla bocca.

Associazione con modalità BrushSync™



Otterrai sempre la migliore pulizia possibile con la funzione di associazione BrushSync™**. La testina Premium Gum Care G2 si sincronizza con l'impugnatura dello spazzolino Philips Sonicare dotato di BrushSync™**, selezionando la modalità e il livello di intensità ottimali per una cura delle gengive eccezionale. Tu devi solo iniziare a spazzolare.

Sostituzione testine



Le testine diventano meno efficaci dopo 3 mesi di utilizzo, ma BrushSync™ ti ricorderà di sostituirle per tempo. Il tuo spazzolino intelligente monitora per quanto tempo e con quale intensità utilizzi una testina e ti avvisa quando è arrivato il momento di sostituirla. Non hai uno spazzolino Philips Sonicare Smart? Ti basta controllare le setole blu: quando diventano bianche è il momento di sostituire la testina.

L'unica vera tecnologia sonora



La tecnologia sonora avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle spazzole rompono e rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

Inserimento facile ad aggancio



La testina Optimal Gum Care si adatta perfettamente a tutti i modelli di impugnatura Philips Sonicare, eccetto PowerUp Battery ed Essence. Basta fare clic su on e off per una facile sostituzione e pulizia.

Pulizia con la massima tranquillità



Tutte le testine Philips Sonicare sono sicure e delicate su denti e gengive. Durante i test, tutte le testine vengono messe a dura prova per garantire prestazioni eccezionali e durata ogni volta che le utilizzi.

Specifiche

Accessori inclusi

Testine: 2 G2 Optimal Gum Care

Compatibilità

Sistema con testine: Ad aggancio

Associazione con modalità BrushSync

Adatto per questi modelli: Serie 2 per la difesa contro la placca, Serie 2 per la difesa contro la placca, Serie 3 per la salute delle gengive, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare,

FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean

Aspetto e finitura

Consistenza rigida delle setole: Standard

Colore: White

Setole con avviso di sostituzione: Il colore blu scompare progressivamente

Misura: Standard

Qualità e prestazioni

Sostituzione: Ogni 3 mesi

Testata: per un uso ottimale

Benefici

Salute delle gengive: Per migliorare le condizioni delle gengive

Rimozione della placca: Rimuove fino a 7 volte più placca*

